

平成 23 年 2 月 吉日

お客様各位

ケアフュージョン・ジャパン 228 株式会社
メディカルテクノロジーサービス
マーケティング部ラミシートー斉切替えのご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、掲題の件、弊社製品の品番等を下記の通り変更いたしますことをご案内申し上げます。
何卒宜しくご了解下さいませようお願い申し上げます。変更内容につきましては、弊社ウェブサイト
にも掲載致しますので、弊社ホームページ(www.carefusion.jp)でもご確認頂けます。

今後とも弊社並びに弊社製品に旧倍のご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象品番】 別紙にてご確認下さい。

【変更点】

1. 品番変更*
2. 素材変更*

【従来品】ラミシート	【新製品】ティフロン四角布
片面は不織付加工、もう一方の面はフィルムラミネート加工	両面は不織不加工、中間層は防水フィルムの3層構造

3. ラベルデザインの変更*

【変更品出荷開始時期】 2011 年 4 月 1 日より

※ 2011 年 4 月 1 日より別紙に記載しました新品番でのご注文をお願い致します。

手術用パック類に関しましては、従来どおりのラミシートを引き続きご提供いたします(切替え対象外となります)。

* 詳細は別紙をご覧ください。

(注) 希望販売価格および入り数に変更はございません。

以上

別紙 1

1. ご注文品番の対比表（弊社ホームページwww.carefusion.jpでもご確認頂けます。）

～2011年4月1日より下記の新品番でのご注文をお願い致します。～

【従来品】ラミシート			【新製品】ティブロン四角布		
変更前	製品名	JANコード	変更後	製品名	JANコード
KI-0404L	滅菌ラミシート 30X40cm	4541857012779	MPT-0304L	滅菌ラミシート 30×40cm	4541857123482
KI-0405L	滅菌ラミシート 40X45cm、 10枚/袋 X10袋/CS	4541857016920	MPT-0405L	滅菌ラミシート 40×45cm	4541857123505
KI-0606L	滅菌ラミシート 60X60cm	4541857011819	MPT-0606L	滅菌ラミシート 60×60cm	4541857123529
TK-0606	四角布 60X60cm	4541857064655			
KI-0909L	滅菌ラミシート 90X90cm	4541857013752	MPT-0909L	滅菌ラミシート 90×90cm	4541857123543
TK-0909	ドレープ 90X90cm	4541857068776			
KI-002L	滅菌ラミシート 90X120cm	4541857013189	MPT-0912L	滅菌ラミシート 90×120cm	4541857123567
KI-001L	滅菌ラミシート 100X100cm	4541857010669	MPT-1010L	滅菌ラミシート 100×100cm	4541857123581
KI-003L	滅菌ラミシート 120X120cm	4541857010720	MPT-1212L	滅菌ラミシート 120×120cm	4541857123604
KI-005L	滅菌ラミシート 120X150cm	4541857010744	MPT-1215L	滅菌ラミシート 120×150cm	4541857123628
KI-004L	滅菌ラミシート 130X180cm	4541857010737	MPT-1318L	滅菌ラミシート 130×180cm	4541857123642
KI-0606LF6	滅菌ラミシート 60X60cm 6cm 丸穴	4541857011680	MPT-0606LF6	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 60×60cm、6cm 丸形開窓部	4541857123703
KI-0606LF9	滅菌ラミシート 60X60cm 9cm 丸穴	4541857012373	MPT-0606LF9	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 60×60cm、9cm 丸形開窓部	4541857123727
TK-0609F9	四角布 60X90cm 9cm 丸穴	4541857064648	MPT-0609LF9	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 60×90cm、9cm 丸形開窓部	4541857123741
KI-0909LF6	滅菌ラミシート 90X90cm 6cm 丸穴	4541857012786	MPT-0909LF6	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 90×90cm、6cm 丸形開窓部	4541857123765
TK-0909F9	四角布 90X90cm 9cm 丸 穴	4541857064686	MPT-0909LF9	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 90×90cm、9cm 丸形開窓部	4541857123789
KI-1010LF9	滅菌ラミシート 100X100cm 9cm 丸穴	4541857012151	MPT-1010LF9	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 100×100cm、9cm 丸形開窓 部	4541857123840
KI-1212LF9	滅菌ラミシート 120X120cm 9cm 丸穴	4541857016210	MPT-1212LF9	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 120×120cm、9cm 丸形開窓 部	4541857123680
KI-1212LF15	滅菌ラミシート 120X120cm 15cm 丸穴	4541857016203	MPT-1212LF15	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 120×120cm、15cm 丸形開 窓部	4541857123826
KI-0606LF030 5	滅菌ラミシート 60X60cm、 3X5cm 角穴	4541857021252	MPT-0606LF0305	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 60×60cm、3×5cm 角型開窓 部	4541857123802
KI-0404LF6T	滅菌ラミシート 40X40cm 6cm 丸穴テープ付	4541857021375	MPT-0404LF6T	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 40×40cm、6cm 丸形開窓部 テープ付	4541857124137
KI-0606LF6T	滅菌ラミシート 60X60cm 6cm 丸穴テープ付	4541857011673	MPT-0606LF6T	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 60×60cm、6cm 丸形開窓部 テープ付	4541857124151
TK-0606F6T	ティブロンドレープ 60X60cm 6cm 穴テープ付	4541857072803			
KI-0909LF6T	滅菌ラミシート 90X90cm 6cm 丸穴テープ付	4541857012847	MPT-0909LF6T	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 90×90cm、6cm 丸形開窓部 テープ付	4541857124175
KI-0909LF9T	滅菌ラミシート 90X90cm 9cm 丸穴テープ付	4541857025632	MPT-0909LF9T	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 90×90cm、9cm 丸形開窓部 テープ付	4541857124199
KI-0909LF12T	滅菌ラミシート 90X90cm 12cm 丸穴テープ付	4541857016746	MPT-0909LF12T	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 90×90cm、12cm 丸形開窓 部テープ付	4541857124212
KI-1010LF9T	滅菌ラミシート 100X100cm 9cm 丸穴テープ付	4541857013844	MPT-1010LF9T	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 100×100cm、9cm 丸形開窓 部テープ付	4541857124236
KI-1212LF6T	滅菌ラミシート 120X120cm 6cm 丸穴テープ付	4541857013790	MPT-1212LF6T	滅菌ラミシート穴あき（吸水） 120×120cm、6cm 丸形開窓 部テープ付	4541857124250

別紙 2

KI-1212LF9T	滅菌ラミシート 120X120cm 9cm 丸穴テープ付	4541857012939	MPT-1212LF9T	滅菌ラミシート穴あき(吸水) 120×120cm、9cm 丸形開窓 部テープ付	4541857124274
KI-1212LF12T	滅菌ラミシート 120X120cm 12cm 丸穴テープ付	4541857012885	MPT-1212LF12T	滅菌ラミシート穴あき(吸水) 120×120cm、12cm 丸形開窓 部テープ付	4541857124298
TK-1212F12T	ティブロン 120X120cm 12cm 丸穴テープ付	4541857064662			
TK-1220F6T	テープ付四角布 120X200cm 6cm 丸穴テー プ付	4541857071677	MPT-1220LF6T	滅菌ラミシート穴あき(吸水) 120×200cm、6cm 丸形開窓 部テープ付	4541857124311
TK-1220F9T	テープ付四角布 120X200cm 9cm 丸穴テー プ付	4541857071684	MPT-1220LF9T	滅菌ラミシート穴あき(吸水) 120×200cm、9cm 丸形開窓 部テープ付	4541857124076
KI-0606LN	ラミシート 60X60cm	4541857012830	MPT-0606LN	ラミシート 未滅菌 60×60cm	4541857124052
KI-0912LN	ラミシート 90X120cm	4541857012687	MPT-0912LN	ラミシート 未滅菌 90×120cm	4541857123932
KI-1010LN	ラミシート 100X100cm	4541857013714	MPT-1010LN	ラミシート 未滅菌 100×100cm	4541857123956
KI-1318LN	ラミシート 130X180cm	4541857013820	MPT-1318LN	ラミシート 未滅菌 130×180cm	4541857123970
KI-0618LN	処置台カバー(S) 60X180cm	4541857012113	MPT-0618LN	処置台カバー(S)、未滅菌 60×180cm	4541857123994
KI-0818LN	処置台カバー(M) 80X180cm	4541857012120	MPT-0818LN	処置台カバー(M)、未滅菌 80×180cm	4541857124014
KI-1026LN	処置台カバー(L) 100X260cm	4541857012106	MPT-1026LN	処置台カバー(L)、未滅菌 100×260cm	4541857124038

2. 素材変更


	表面	裏面
【従来品】 ラミシート		
【新製品】 ティブロン 四角布		

* 上記は旧品番が KI-の場合の変更内容です。旧品番が TK-品番の場合は、新旧素材に変更はありません。

別紙 3

3. ラベルデザインの変更

【従来品】
ラミシート



製品番号 入数

クラス分類 一般医療機器
 一般的名称 単回使用汎用サージカルドレープ
 販売名 滅菌済み手術用不織布製品
 製造販売番号 38B1X00004KID002

製造番号 梱包番号 01112
 使用期限 滅菌番号 01111A

滅菌方法 EOG滅菌済 再使用禁止

製造販売者 ケーアイ株式会社
 愛媛県新居浜市萩生2133番地

販売者 ケアフュージョン・ジャパン228株式会社
 東京都文京区小石川1-4-1
 TEL 03-5842-8800

(01)54541857018424(17)131000(10)1011001

ラベル管理番号
KI-CHD04-CS

* 従来品のラベルは現在ラベルデザイン変更中のため、上段のラベルと下段のラベルが混在することがあります。

【新製品】
ティブロン
四角布



* 左が滅菌品単品のラベルイメージ、右が未滅菌バルク品のラベルイメージとなります。