



閉鎖式システムで  
血液を漏らさない  
動脈用カテーテル

## Aキャス™ 動脈用カテーテル

Aキャス™ は、血管を確保すると自動でエアが抜ける閉鎖式システムを採用しており、血液を漏らさずに穿刺からモニタリングライン接続までが行える動脈用カテーテルです

### 1. 血管確保の確認が容易

金属針先端からのバックフローを金属針後方のベントキャップ部で確認し、また、留置カテーテル先端が血管内に入っていることを、枝管チューブへのバックフローで確認できるため、目的の血管確保の確認が容易です。

### 2. 圧迫が不要

枝管チューブにエアフィルタ付閉鎖式コネクタが付いており圧迫しなくても、枝管チューブに血液が充填された後、自動的にバックフローが止まります。

### 3. 針刺し事故防止機能

カテーテル留置後の針刺し事故防止が可能になります。

カタログ番号	外径 (mm)	有効長 (mm)	カラー
100A-2032	1.00 (20G)	32	ピンク
100A-2225	0.90 (22G)	25	ブルー
100A-2419	0.74 (24G)	19	イエロー
100A-2619	0.64 (26G)	19	パープル

1本毎滅菌済 10本/箱

再使用禁止



製品規格  
一般名: 非中心循環系動脈用カテーテル  
販売名: Aキャス  
クラス分類: II 管理医療機器  
製造販売元: フォルテグロウメディカル株式会社

  
**CardinalHealth**  
Essential to care™

[cardinalhealth.com](http://cardinalhealth.com)

お問合せ先  
日本コヴィディエン株式会社  
Tel. 0120-917-205