





経腸栄養製品の コネクタ形状変更について


経腸栄養製品のコネクタ形状を、誤接続防止を目的とした新規格である ISO 80369-3 に準拠したコネクタ形状に変更いたします。
変更後は、既存規格品との接続ができなくなります。

■変更内容

新規格では従来のオス形状がメス形状に、メス形状がオス形状に変更されます。

既存規格	新規格 (ISO 80369-3)
<p data-bbox="355 1025 507 1059">投与側 (オス)</p> 	<p data-bbox="940 1025 1091 1059">投与側 (メス)</p> 
<p data-bbox="355 1467 507 1500">患者側 (メス)</p> 	<p data-bbox="940 1467 1091 1500">患者側 (オス)</p> 

■変更箇所



※バルーンインフレーションルーメンのコネクタや、胃瘻用ボタンと投与セットの接続部は、対象ではありません。

■対象製品

投与側	投与セット	カンガルー Joey ポンプ ポンプセット	医療機器認証番号	222AABZX00117000
		カンガルー e ポンプ ポンプセット	医療機器認証番号	218AABZX00036000
		カンガルー 経腸栄養ポンプセット	医療機器認証番号	219ADBZX00015000
		カンガルー 経腸栄養セット	医療機器届出番号	22B1X00007NS004A
		ED バッグ	医療機器届出番号	22B1X00007NS014A
患者側	経鼻栄養チューブ	ニュー エンテラル フィーディング チューブ	医療機器認証番号	225AABZX00129000
		ニュートリフロー フィーディング チューブ	医療機器認証番号	224AABZX00193000
		ED チューブ	医療機器認証番号	225AABZX00021000
		W-ED チューブ	医療機器認証番号	225AABZX00182000
	胃瘻カテーテル	カンガルー PEG キット	医療機器承認番号	21100BZZ00746000
		カンガルー セルジンガー PEG キット	医療機器承認番号	21600BZZ00253000
		カンガルー バンパー G- チューブ	医療機器承認番号	21800BZZ10067000
		カンガルーボタンII	医療機器承認番号	21600BZZ00252000
		カンガルーボタンII用投与セット	医療機器届出番号	22B1X00007NS005A
		胃瘻バルーンカテーテル	医療機器認証番号	221ADBZX00031000
	腸瘻カテーテル	ジェジュノストミイ カテーテル	医療機器認証番号	224AABZX00180000
	その他	メディカット ストップコック	医療機器認証番号	224AABZX00121000
		コンファーム・ナウ	医療機器届出番号	22B1X00007KD003A

■切替期間

2021年11月末まで

■新規格品発売予定時期

2019年12月頃

詳しくは営業担当者にお問い合わせください。



cardinalhealth.com

お問い合わせ先
日本コヴィディエン株式会社
TEL : 0120-917-205