


シリコン製 留置導尿用 フォーリーカテーテル

Dover™

シリコンフォーリーカテーテル

- 術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。
- 小児用(2way)は、スタイレット付のため、挿入が容易に行えます。
- 3Wayは、注入用ルーメンがあり、膀胱の持続的洗浄時の注入等に適しています。



シリコンフォーリーカテーテル一覧

	特定保険医療材料名略称	カタログ番号	外径 mm	バルーン容量	全長mm	カラーコード			
2Way (小児用) *スタイレット付	膀胱留置カテ 特定(II)	60308S	2.7 (8Fr)	3.0mL	330	レッド			
		60310S	3.3 (10Fr)			イエロー			
2Way	膀胱留置カテ 2管一般(II) 標準型	60512S	4.0 (12Fr)	5mL	420	ホワイト			
		60514S	4.7 (14Fr)			グリーン			
		60516S	5.3 (16Fr)			オレンジ			
		60518S	6.0 (18Fr)			レッド			
		60520S	6.7 (20Fr)	10ml		イエロー			
		60522S	7.3 (22Fr)			バイオレット			
		60524S	8.0 (24Fr)			ブルー			
		60526S	8.7 (26Fr)			ブラウン			
		63018S	6.0 (18Fr)			30mL	レッド		
		63020S	6.7 (20Fr)				イエロー		
		63022S	7.3 (22Fr)	バイオレット					
		63024S	8.0 (24Fr)	ブルー					
		3Way	膀胱留置カテ 特定(II)	66518S		6.0 (18Fr)	30mL	420	ブラウン
				66520S		6.7 (20Fr)			レッド
66522S	7.3 (22Fr)			イエロー					
66524S	8.0 (24Fr)			バイオレット					
						ブルー			

包装毎滅菌済 材質：シリコンゴム ×線造影ライン入 包装単位：10本/箱 単回使用

製品規格

一般的名称：短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
販売名：シリコンフォーリーカテーテル
クラス分類：II 管理医療機器
医療機器認証番号：220ADBZX00112000
製造販売元：富士システムズ株式会社

特定保険医療材料名：

2Way (小児用) 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 特定(II)
2Way 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 2管一般(II) 標準型
3Way 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 特定(II)



Cardinal Health
Essential to care™

cardinalhealth.com

お問合せ先
日本コヴィディエン株式会社
Tel. 0120-917-205