


豊富なラインナップから選べる サクシジョンカテーテル



カテーテル選択のポイント

1. 挿入深度目盛りの付いたものは？
2. 吸引時に粘膜に吸着しにくいエアフローチップ型のものは？
3. 先端が曲がったクードチップ型のものは？
4. 長さが短いものは？
5. カテーテルにコシがあるものは？
6. カテーテルが柔らかいものは？
7. 吸引物の性状を確認しやすいものは？

サクシジョンカテーテル選択一覧表

販売名 サクシジョン カテーテル
医療機器認証番号 225AABZX00030000

販売名 アーガイル サクシジョン カテーテル
医療機器認証番号 225AABZX00031000

カテーテル 外径(Fr)	カラー コード	タイプ	デーリーチップ型										
			バキュームブレーカー					TTCコネクタ					
4	紫	品番 長さ	2530-04P35 30cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	灰	品番 長さ	2530-05P35 30cm	2530-05P45 40cm	2530-05-MS 30cm	2530-05-M 40cm	2530-05-MT 40cm	2533-05M35 34cm	2533-05M45 44cm	2533-05E46 45cm	—	—	—
6	薄緑	品番 長さ	—	—	—	—	—	2533-06M35 34cm	2533-06M45 44cm	2533-06E46 45cm	2533-06E55 54cm	—	—
6.5	黄緑	品番 長さ	2530-65P35 30cm	2530-65P45 40cm	2530-65M35 30cm	2530-65M45 40cm	2530-65T45 40cm	2533-65M35 34cm	—	—	—	—	—
7	クリーム	品番 長さ	—	—	—	—	—	—	—	2533-07E48 46cm	—	—	—
8	薄青	品番 長さ	—	—	—	2530-08-M 40cm	2530-08-MT 40cm	—	2533-08M42 41cm	2533-08E48 46cm	2533-08E55 54cm	—	—
9	青緑	品番 長さ	—	—	—	—	—	—	—	2533-09E48 46cm	2533-09E55 54cm	—	—
10	黒	品番 長さ	—	—	—	2530-10 55cm	2530-10-T 50cm	2533-1040 40cm	2533-1057 55cm	—	—	—	—
12	白	品番 長さ	—	—	—	2530-12 55cm	2530-12-T 50cm	2533-1240 40cm	2533-1257 55cm	—	—	—	—
14	緑	品番 長さ	—	—	—	2530-14 55cm	2530-14-T 50cm	2533-1440 40cm	2533-1457 55cm	—	—	—	—
16	—	品番 長さ	—	—	—	2530-16 ※ 54cm	—	—	—	—	—	—	—
● 深度目盛り			1 深度目盛								—	—	
● 先端形状			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● 長さ			4 ショートタイプ	—	4 ショートタイプ	—	—	4 ショートタイプ	—	4 ショートタイプ	—	—	—
● カテーテルのコシ			5 コシが強い	5 コシが強い	—	—	6 柔らかい	—	—	5 コシが強い	5 コシが強い	—	—
● 性状視認性			7 性状確認容易					—	—	—	—	—	—

※深度目盛りなし

デーリーチップ

先端は入念な加工が施され、弾力性に富み挿入が容易です。



エアロフローチップ

気道粘膜の損傷を最小限に防止する先端リングタイプです。




クードチップ

左右の気管支への選択挿入や抜管も容易、先端や側孔もなめらか仕上げです。



デーリーチップ型		エアロフローチップ型				クードチップ型		チーマンチップ型(先端閉)				
テーパ	チップロール型	バキュームブレイカー		TTCコネクタ		バキュームブレイカー	TTCコネクタ	ファネル	TTCコネクタ			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 Fr	
—	—	2550-05M35 30cm	2550-05M45 40cm	2553-05M35 34cm	—	2510-05-M 40cm	2513-05M35 34cm	—	—	—	5 Fr	
—	—	2550-06M35 30cm	2550-06M45 40cm	—	—	—	—	—	—	—	6 Fr	
—	—	2550-65M35 30cm	2550-65M45 40cm	2553-65M35 34cm	2553-65M45 44cm	2510-65M45 40cm	2513-65M35 34cm	—	—	—	6.5 Fr	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 Fr	
2532-08 46cm	—	—	2550-08M45 40cm	2553-08M35 34cm	2553-08M45 44cm	2510-08-M 40cm	2513-08M42 41cm	2524-08-M 40cm	—	—	8 Fr	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 Fr	
2532-10 56cm	2502-10 56cm	2550-10-S 34cm	2550-10 55cm	—	2553-1057 55cm	2510-10-M 54cm	2513-10M57 55cm	2524-10-M 40cm	2523-1040 38cm	2543-10 59cm	10 Fr	
2532-12 56cm	—	2550-12-S 34cm	2550-12 55cm	—	2553-1257 55cm	2510-12-M 54cm	2513-12M57 55cm	2524-12-M 40cm	2523-1240 38cm	2543-12 59cm	12 Fr	
2532-14 56cm	2502-14 56cm	—	2550-14 55cm	—	2553-1457 55cm	2510-14-M 54cm	2513-14M57 55cm	2524-14-M 40cm	—	—	14 Fr	
2532-16 56cm	—	—	—	—	—	2510-16-M 54cm	—	—	—	—	16 Fr	
—	—	1 深度目盛				1 深度目盛						
—	—	2 エアロフローチップ型				3 先端曲がり						
—	—	4 ショートタイプ	—	4 ショートタイプ	—	—	—	—	4 ショートタイプ	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	7 性状確認容易		—	—	7 性状確認容易		—	7 性状確認容易			



カタログ番号：2580-12 2533M65CTS

サクシオン カテーテル コレクショントラップ付

- 細菌培養検査を目的とした気道内分泌物の吸引採取・保管を、簡便に行うことができます。
- 吸引カテーテルと採取容器を組み合わせています。
- カテーテルには、セーフティマーク(深度目盛)が付いています。

カタログ番号	カテーテル外径 (Fr)	容器容量 (mL)	容器形状	接続端
2530-65CTF	6.5	20	平底タイプ	バキューム ブレーカー
2580-12	12			
2582-05	5	10	スピッツタイプ	
2530-65CTS	6.5			
2582-12	12	10	スピッツタイプ	TTCコネクタ
2533M65CTS	6.5			
2533-12CTS	12			

包装：1本毎滅菌済、ピールバック入り

医療機器認証番号 224AABZX00196000

包装単位：50本/箱

材質：トラップ：ポリスチレン、カテーテル：ポリ塩化ビニル



カタログ番号：2586S 2586-MS 2583-10S

スペシメン コレクション コンテナ

- 気管支鏡を使用した分泌物の採取・保管を、簡便に行うことができます。
- 2種類の接続端に加え、容器容量も3種類の中から、用途に応じた選択が可能です。

カタログ番号	容器容量 (mL)	容器形状	包装単位
2583-10S	10	スピッツタイプ	50本/箱
2583-10-MS			
2583-50S			25本/箱
2586S	20	平底タイプ	50本/箱
2586-MS			

包装：1本毎滅菌済、プリスターパック入り、予備キャップ・ネームカード入り

材質：コンテナ：ポリスチレン、チューブ：ポリ塩化ビニル



カタログ番号：2575-20

デイリー サクシオン カテーテル

- 新生児の外耳、口腔内、気管等の用水を吸引する為のカテーテルです。
- カテーテル先端を目的部位にあてて、マウスピースより静かに吸引することが可能です。

カタログ番号	トラップ容量 (mL)	吸引カテーテル	
		外径 (mm)	長さ (cm)
2575-20	20	3.33 (10Fr)	30

包装：1本毎滅菌済、プリスターパック入り

医療機器認証番号 224AABZX00142000

材質：コンテナ：ポリスチレン、カテーテル：ポリ塩化ビニル



cardinalhealth.com

お問合せ先
日本コヴィディエン株式会社
Tel. 0120-917-205